

FICHA TÉCNICA

Referencia: PLST-MASC.PROTEC

Denominación comercial: Máscara de protección facial.

Características:



- Fecha límite de uso: no aplicable.
- Nivel de protección: protección anti salpicaduras.
- Condiciones de transporte específica: no aplicable.
- Materiales empleados; todos son de origen CE.
- Certificada por: Aitex No 20/2696/00/0161.
- Esta máscara de protección te protege contra los riesgos mecánicos, químicos y contra agentes biológicos, como el Covid-19.
- Deterioro de los materiales: se trata de un protector desechable, pero un uso adecuado del mismo, puede permitir su reutilización. Y si la pantalla presenta daños, recomendamos su sustitución.
- Contacto con la piel:
 - Las espumas empleadas, presentan condiciones para el contacto con la piel en prolongados periodos de tiempo, pudiendo certificar algunas de ellas como material apto para aplicaciones de uso ortopédico.
 - Los niveles de toxicidad en contacto con la piel son inexistentes y no existe ningún tipo de riesgo a temperatura ambiente.
 - Respecto a PVC o PET, ambos están clasificados como de uso alimentario.
- Opciones de embalaje:
 - Palé de 1.200x800x2.200 cajas con 20 cajas de 3.000 unidades.
 - Palé de 1.200x1.000x2.400 con 54 cajas de 2.700 unidades.
 - Cajas de 600x400x600 con 150 unidades.
 - Cajas de 365x332x362 con 50 unidades.
 - Cajas de 222x222x362 con 25 unidades.
 - Cajas de 222x135x355 con 12 unidades.

Limpieza y desinfección: material lavable con agua y jabón o utilizando alcohol o alcohol rebajado.

Almacenamiento:

- Mantener alejado de las llamas y fuentes de calor o ignición.
- Se deberá proteger de la luz directa del sol ya que podría acelerar el proceso de deterioro y afectar a la calidad.
- El material debería mantenerse seco para el procesado correcto (esto incrementa el riesgo de electricidad estática).
- Temperatura de almacenamiento y transporte: temperatura ambiente.

Instrucciones de montaje:

1. Presiona las pestañas e introduce el plástico a lo largo del aro.
2. Cierra la pestaña final para evitar que se salga.
3. Coloca la tira superior ajustada según necesidad, puedes incorporar una goma elástica para una mayor sujeción.